

Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/А2 кат. № 450 017 на высоких опорах

РЗН 2017/5288

закрытый / витрина, для инструментов / для медикаментов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 500×450×1970 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	500×450×1970 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х модульный, со стеклянной дверью и выдвижными ящиками. Верхний модуль - 4-х полочный с 3-мя регулируемыми полками с шагом 140 мм; нижний - с 2-мя выдвижными ящиками (высота каждого - 288 мм) с шариковыми направляющими. Распределённая нагрузка на каждый ящик - не более 10 кг.

На высоких опорах:

- ширина- 500 мм;
- глубина - 450 мм;
- высота - 1970 мм.

Шкаф ШМ/А2 кат. № 450 017: полимерное покрытие.