

Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/А6 кат. № 450 027 на высоких опорах

РЗН 2017/5288

закрытый, для хозяйственного инвентаря, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 500×550×1970 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для хозяйственного инвентаря
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	500×550×1970 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф одностворчатый с металлической дверью (с замком). Имеет полку, кронштейны и зацепы для размещения уборочного инвентаря (двух ведер и двух швабр).

На высоких опорах:

- ширина - 500 мм;
- глубина - 550 мм;
- высота - 1970 мм.

Шкаф ШМ/А6 кат.№ 450 027: нержавеющая сталь с полимерным покрытием.