

Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/Б1 кат. № 460 004 на высоких опорах

РЗН 2017/5288

закрытый / витрина, для инструментов / для медикаментов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 1010×485×1970 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	двухстворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	1010×485×1970 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х модульный, с металлическими дверями (с замками). Верхний и нижний модули - 3-х полочные (по две регулируемые полки в каждом), с минимальным шагом 150 мм. распределённая нагрузка на каждую полку - не более 40 кг.

На высоких опорах:

На низких опорах:

- ширина - 1010 мм;
- глубина - 485 мм;
- высота - 1970 мм.

Шкаф ШМ/Б1 кат.№ 460 004: нержавеющая сталь.

Размещение в каталоге: +375 (17) 399-78-52

<https://xn--80aajbe5ajcy1b.xn--p1ai/promo>