

Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/Б2 кат. № 460 022

РЗН 2017/5288

закрытый, для медикаментов, материал металл,
напольный, регулируемые ножки, с замком, с сейфом,
размеры 1010×485×1865 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	с сейфом
Размер	1010×485×1865 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х модульный, с металлическими дверями (с замками). Верхний модуль - 3-х полочный, со встроенным сейфом и выдвижным столиком для работы с медикаментами. Нижний модуль - 3-х полочный с двумя регулируемыми полками с минимальным шагом 150 мм. На внутренней стороне каждой двери предусмотрены лотки для хранения медикаментов. Распределённая нагрузка на каждую полку нижнего модуля - не более 40 кг. Распределённая нагрузка на каждую полку верхнего модуля - не более 15 кг.

На низких опорах:

- ширина - 1010 мм;
- глубина - 485 мм;
- высота - 1865 мм.

Шкаф ШМ/Б2 кат.№ 460 022: нержавеющая сталь с полимерным покрытием.