

Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/БЗ кат. № 460 010

РЗН 2017/5288

закрытый, универсальный, материал металл,
напольный, с замком, без сейфа, размеры
880×450×1865 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	880×450×1865 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х модульный, с металлическими дверями (с замками).
Верхний и нижний модули - 6-ти полочные (по четыре регулируемые полки в каждом).

На низких опорах:

- ширина - 880 мм;
- глубина - 450 мм;
- высота - 1865 мм.

Шкаф ШМ/БЗ кат. № 460 010: полимерное покрытие.