

Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/Б5 кат. № 460 013

РЗН 2017/5288

закрытый, для инструментов / для медикаментов,
материал металл, напольный, регулируемые ножки, с
замком, без сейфа, размеры 880×450×1865 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	880×450×1865 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х модульный, с металлическими дверями (с замком) и выдвижными ящиками. Верхний модуль - 6-ти полочный с четырьмя регулируемыми полками, с минимальным шагом 105 мм. Нижний модуль - с 8-ью выдвижными ящиками (высота каждого - 240 мм) с шариковыми направляющими. Распределенная нагрузка на каждый ящик - не более 10 кг.

На низких опорах:

- ширина - 880 мм;
- глубина - 450 мм;
- высота - 1865 мм.

Шкаф ШМ/Б5 кат.№ 460 013: полимерное покрытие.