

Шкаф медицинский СТРУМ Н1 кат. № 400 000 навесной

РЗН 2017/5288

открытый, для инструментов / для медикаментов,
материал металл, навесной, без замка, без сейфа,
размеры 450×300×460 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	открытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	навесной
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	450×300×460 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х полочный с одной регулируемой полкой.

Шкаф Н1 кат. № 400 000: полимерное покрытие.

Габариты:

- ширина - 450 мм;
- глубина - 300 мм;
- высота - 460 мм.