

Шкаф медицинский СТРУМ Н2, Н2/А кат. № 410 000 (001) навесной

РЗН 2017/5288

закрытый, для инструментов / для медикаментов,
материал металл, навесной, с замком, без сейфа,
размеры 450×300×460 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	навесной
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	450×300×460 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х полочный с одной регулируемой полкой; с металлической дверью (с замком).

Шкаф Н2 (левое расположение двери) кат. № 410 000: полимерное покрытие.

Шкаф Н2/А (правое расположение двери) кат. № 410 001: полимерное покрытие.

Габариты:

- ширина - 450 мм;
- глубина - 300 мм;
- высота - 460 мм.