

Шкаф медицинский СТРУМ Н5/А кат. № 420 002 для хранения хлебобулочных изделий

РЗН 2017/5288

закрытый, для хранения хлебобулочных изделий,
материал металл, навесной, без замка, без сейфа,
размеры 900×350×450 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для хранения хлебобулочных изделий
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	навесной
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	900×350×450 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х полочный с одной съемной полкой; с металлическими дверями. В боковых стенках имеются отверстия для вентиляции. Шкаф предназначен для хранения хлебобулочных изделий.

Шкаф Н5/А кат. № 420 002: нержавеющая сталь.

Габариты:

- ширина - 900 мм;
- глубина - 350 мм;
- высота - 450 мм.