

Шкаф медицинский СТРУМ Н5/АХ кат. № 420 006 навесной

РЗН 2017/5288

закрытый, для инструментов / для медикаментов,
материал металл, навесной, с замком, без сейфа,
размеры 1000×300×460 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	навесной
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	1000×300×460 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф с металлическими дверями (с замком). Применяется в качестве антресоли для шкафов серии ШМ/Б1, ШМ/Б2.

Габариты:

- ширина - 1010 мм;
- глубина - 485 мм;
- высота - 460 мм.

Шкаф Н5/АХ кат. № 420 006: нержавеющая сталь.