

Шкаф нагревательный для фанго FW 5070 N

РЗН 2016/3714

шкаф нагревательный, рабочая температура 40-60 °C,
лотки, циркуляционный вентилятор, размеры
820×720×900 мм

Trautwein GmbH, Германия



Характеристики

Тип	шкаф нагревательный
Рабочая температура	40-60 °C
Лотки	Да
Циркуляционный вентилятор	Да
Размеры	820×720×900 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф-нагреватель для теплоносителей специально разработан для удобной работы с терапевтическими парафиновыми аппликациями. Парафинонагреватель предназначен для поточной работы с пациентами и улучшения термальной терапии. После разогрева парафин выливается на специальные поддоны (кюветы) и размещается внутри шкафа -нагревателя для теплоносителей. Благодаря специальному программному обеспечению, которое предусматривает недельную программу автоматической работы, парафин постоянно вентилируется в шкафе-нагревателе и в любой момент готов к использованию. Корпус нагревателя состоит из высококачественной стали. Верхняя часть нагревателя служит столешницей и выполнена из перфорированной стали. Специально утепленные стенки нагревателя со всех сторон обеспечивают удержание и экономию тепла. Оснащение: однодверный, в комплекте с 14 кюветами 460х680 мм. изготовленными из алюминия, со сварными углами, глубина 20 мм. Блок управления оснащен постоянным температурным контролем нагрева от 40°C до 60°C, с циркуляционным вентилятором. Точность поддержания температуры +/- 1,5 °C.