

Стеллаж Артинокс AR-C13 / AR-C13S / AR-C234 / AR-C235

ФСЗ 2010/06386

для медикаментов / для медицинских приборов / для расходных материалов, металл, сборная конструкция, напольный, 600×500×1900 (2000) / 1000×400×1900 (2000) / 1000×500×1900 (2000) мм



Артинокс ЧТПУП, Беларусь

Характеристики

Назначение	для медикаментов / для медицинских приборов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Полки	Да
Размер	600×500×1900 (2000) / 1000×400×1900 (2000) / 1000×500×1900 (2000) мм

Дополнительные характеристики

Шкаф-стеллаж Артинокс.

- каркас: металл в полимере.
- полки: 4 шт.

Габаритные размеры: (Ш×Г×В, мм) - 600×500×1900.

Технические характеристики:

Артикул	Полка	Габариты	Примечание
AR-C13	4	600×500×1900	Каркас: металл в полимере
AR-C13S	4	600×500×2000	Каркас: металл в полимере. Ножки: 100 мм
AR-C234	4	1000×400×1900	Каркас: металл в полимере
AR-C234S	4	1000×400×2000	Каркас: металл в полимере. Ножки: 100 мм
AR-C235	4	1000×500×1900	Каркас: металл в полимере
AR-C235S	4	1000×500×2000	Каркас: металл в полимере. Ножки: 100 мм