

Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/А6 кат. № 450 021 на высоких опорах

РЗН 2017/5288

закрытый, для хозяйственного инвентаря, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 500×550×1970 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для хозяйственного инвентаря
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	500×550×1970 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф одностворчатый с металлической дверью (с замком). Имеет полку, кронштейны и зацепы для размещения уборочного инвентаря (двух ведер и двух швабр).

На высоких опорах:

- ширина - 500 мм;
- глубина - 550 мм;
- высота - 1970 мм.

Шкаф ШМ/А6 кат.№ 450 021: полимерное покрытие.