

Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/БЗ кат. № 460 011

РЗН 2017/5288

закрытый, универсальный, материал металл,
напольный, регулируемые ножки, с замком, без
сейфа, размеры 880×450×1970 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	880×450×1970 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х модульный, с металлическими дверями (с замками). Верхний и нижний модули - 6-ти полочные (по четыре регулируемые полки в каждом), с минимальным шагом 150 мм.

На высоких опорах:

- высота - 1970 мм;
- ширина - 880 мм;
- глубина - 450 мм.

Шкаф ШМ/БЗ кат. № 460 011: полимерное покрытие.