

## Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/Б5 кат. № 460 018

РЗН 2017/5288

закрытый, для инструментов / для медикаментов,  
материал металл, напольный, регулируемые ножки, с  
замком, без сейфа, размеры 880×450×1970 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



### Характеристики

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Вид              | закрытый                            |
| Тип              | двухстворчатый                      |
| Назначение       | для инструментов / для медикаментов |
| Материал         | металл                              |
| Покрытие         | полимерное покрытие                 |
| Конструкция      | сварная                             |
| Способ крепления | напольный                           |
| Ножки            | регулируемые                        |
| Замок            | с замком                            |
| Сейф             | без сейфа                           |
| Размер           | 880×450×1970 мм                     |

### Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х модульный, с металлическими дверями (с замком) и выдвижными ящиками. Верхний модуль - 6-ти полочный с четырьмя регулируемыми полками, с минимальным шагом 105 мм. Нижний модуль - с 8-ью выдвижными ящиками (высота каждого - 240 мм) с шариковыми направляющими. Распределенная нагрузка на каждый ящик - не более 10 кг.

#### На высоких опорах:

- ширина - 880 мм;
- глубина - 450 мм;
- высота - 1970 мм.

**Шкаф ШМ/Б5 кат.№ 460 018:** полимерное покрытие.