

Шкаф стационарный ШМ/А5 кат. № 450 024 на высоких опорах

РЗН 2017/5288

вмещает эндоскопов 6 шт., полимерное покрытие, с замком, с полкой

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	одностворчатый
Вместимость эндоскопов	6 шт.
Характеристика материала	полимерное покрытие
Материал	металл
Замок	Да
Полка	Да
Размер	500×500×1970 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф стационарный ШМ/А5 одностворчатый с металлической дверью (с замком), на высоких опорах. Имеет полку и специальные кронштейны для размещения эндоскопов (6 шт.).
- **кат. № 450 024**, размеры: 500×500×1970 (на высоких опорах).