

Шкаф стационарный ШМ/А5 кат. 450 008

РЗН 2017/5288

вмещает эндоскопов 6 шт., полимерное покрытие, с замком, с полкой

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	одностворчатый
Вместимость эндоскопов	6 шт.
Характеристика материала	полимерное покрытие
Материал	металл
Замок	Да
Полка	Да
Размер	500×500×1865 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф стационарный ШМ/А5 одностворчатый с металлической дверью (с замком), на высоких опорах. Имеет полку и специальные кронштейны для размещения эндоскопов (6 шт.).
- кат. № **450 008**, размеры: 500×500×1865.