

Стерилизатор воздушный Витязь ШСТ ГП 40-410

ФСЗ 2010/07744

воздушный, объем камеры 40 л, напольный /
настольный, загрузка горизонтальная, программы 5
шт., режим свободного программирования,
охлаждение, сушка, принтер, 73×50×52 см, мощность
1.8 кВт, вес 50 кг



Витязь ОАО, Беларусь

Характеристики

Тип	воздушный
Объем камеры	40 л
Размещение	напольный / настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	5
Режим свободного программирования	Да
Охлаждение	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Размеры	73×50×52 см
Мощность	1.8 кВт
Вес	50 кг

Описание

Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках, стоматологических клиниках, ветеринарии и т.д. Могут использоваться в пищевой, кондитерской, химической промышленности. Благодаря высоким техническим параметрам может найти применение при научных и лабораторных исследованиях. Отличительные особенности: автоматическое обеспечение параметров режима работы; микропроцессорное управление; принудительная конвекция бесшумным вентилятором; камера выполнена из нержавеющей стали; устройство защиты от перегрева; питание от сети однофазного переменного тока (230±23)В, частотой (50±1)Гц; возможность подключения компьютера (интерфейс RS232C) (на заказ); принудительное охлаждение (на заказ); возможность подключения принтера (интерфейс CENTRONICS) (на заказ); регулируемая оператором аварийная защита от перегрева в диапазоне 50...230°С.