

Стерилизатор воздушный Витязь ШСТ ГП 80-411

ФСЗ 2010/07748

воздушный, объем камеры 80 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 5 шт., режим свободного программирования, охлаждение, сушка, принтер, полок 5 шт., 84×60×56 см, мощность 2.4 Квт, вес 65 кг



Витязь ОАО, Беларусь

Характеристики

Тип	воздушный
Объем камеры	80 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	5
Режим свободного программирования	Да
Охлаждение	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	5
Размеры	84×60×56 см
Мощность	2.4 Квт
Вес	65 кг

Описание

Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках, стоматологических клиниках, ветеринарии и т.д. Могут использоваться в пищевой, кондитерской, химической промышленности. Благодаря высоким техническим параметрам может найти применение при научных и лабораторных исследованиях. Отличительные особенности: автоматическое обеспечение параметров режима работы; микропроцессорное управление; принудительная конвекция бесшумным вентилятором; камера выполнена из нержавеющей стали; устройство защиты от перегрева; питание от сети однофазного переменного тока (230±23)В, частотой (50±1)Гц; возможность подключения компьютера (интерфейс RS232C) (на заказ); принудительное охлаждение (на заказ); возможность подключения принтера (интерфейс CENTRONICS) (на заказ); регулируемая оператором аварийная защита от перегрева в диапазоне 50...230°С.