

Шкаф сушильный Гродторгмаш ШС-80

ФСЗ 2009/04495

воздушный, объем камеры 80 л, напольный /
настольный, загрузка горизонтальная, программы 5
шт., сушка, полок 3 шт., 70×60×86(138) см, мощность
1.26 кВт, вес 45 (54) кг

Гродторгмаш ОАО, Беларусь



Характеристики

Тип	воздушный
Объем камеры	80 л
Размещение	напольный / настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	5
Сушка	Да
Количество полок	3
Размеры	70×60×86(138) см
Мощность	1.26 кВт
Вес	45 (54) кг

Описание

Шкаф сушильный ШС-80 предназначен для сушки и воздушной дезинфекции стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента. Шкаф применяется в больницах, микробиологических и эпидемиологических лабораториях, аптеках, институтах и других медицинских учреждениях.

Варианты комплектации:

- 1. Для установки **на полу** – с подставкой на ножках (70×60×138 см, 54 кг).
- 2. Для установки **на столе** (70×60×86 см, 45 кг).

Объем камеры: 80 л.

Размеры камеры: 40×50×40 см.

Диапазон температур: от +50 до +200 °С.

Разогрев до 200°С: не более 30 мин.

Электропитание: 220 В, 50 Гц, 1.26 кВт.

Программы работы (2 фиксированные и 3 настраиваемые):

Название	Характеристика	Температура	Время
Программа 1	Фиксированная	85°C	30 мин
Программа 2	Фиксированная	120°C	45 мин
Программа 3	Настраиваемая	от 50 до 200 °C с шагом 1°C	0-999 мин
Программа 4	Настраиваемая		
Программа 5	Настраиваемая		