

Шкаф вытяжной Артинокс AR-LV2

ФСЗ 2010/06374

вытяжной шкаф, фланец Ø 200 мм, столешница
нержавеющая сталь, материал металл, материал
полимерное покрытие, экран подъёмный ,
регулируемые опоры, с мойкой / со смесителем, с
освещением, без УФ, тумба 2-секционная, полок 2 шт.,
размер 1000×735×1900 мм



Артинокс ЧТПУП, Беларусь

Характеристики

Вид	вытяжной шкаф
Диаметр вытяжного фланца	Ø 200 мм
Материал столешницы	нержавеющая сталь
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Защитный экран	подъёмный
Опоры	регулируемые
Мойка	с мойкой / со смесителем
Блок освещения	с освещением
Блок УФ	без УФ
Тумба	2-секционная
Количество полок в тумбе	2 шт.
Размер	1000×735×1900 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф вытяжной AR-LV2

- Каркас:** металл в полимере.
- В базовой комплектации шкафы оснащены:** мойкой, краном, тройной розеткой с выключателем, светильником.
- Рабочая поверхность:** нержавеющая сталь.
- Вертикальный подвижный экран** из ударопрочного стекла.

Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000×735×1900 мм.