


Шкаф вытяжной Артинокс AR-LV4

ФСЗ 2010/06374

вытяжной шкаф, фланец Ø 200 мм, столешница
нержавеющая сталь, материал металл, экран
подъёмный , регулируемые опоры, с мойкой / со
смесителем, с освещением, без УФ, тумба 3-
секционная, полок 3 шт., размер 1800×735×1900 мм



Артинокс ЧТПУП, Беларусь

Характеристики

Вид	вытяжной шкаф
Диаметр вытяжного фланца	Ø 200 мм
Материал столешницы	нержавеющая сталь
Материал каркаса	металл
Защитный экран	подъёмный
Опоры	регулируемые
Мойка	с мойкой / со смесителем
Блок освещения	с освещением
Блок УФ	без УФ
Тумба	3-секционная
Количество полок в тумбе	3 шт.
Размер	1800×735×1900 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф вытяжной AR-LV4

Каркас: металл в полимере.
В базовой комплектации шкафы оснащены: мойкой, краном, тройной розеткой с выключателем, светильником.
Рабочая поверхность – нержавеющая сталь.
Вертикальный подвижный экран из ударопрочного стекла.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 1800×735×1900 мм.