

Шкаф вытяжной Артинокс АТ-S51

ФСЗ 2010/06374

вытяжной шкаф, фланец Ø 200 мм, столешница
нержавеющая сталь, материал металл, материал
нержавеющая сталь, экран подъёмный ,
регулируемые опоры, с мойкой / со смесителем, с
освещением, без УФ, тумба 1-секционная, полок 2 шт.,
размер 1000×735×1900 мм



Артинокс ЧТПУП, Беларусь

Характеристики

Вид	вытяжной шкаф
Диаметр вытяжного фланца	Ø 200 мм
Материал столешницы	нержавеющая сталь
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Защитный экран	подъёмный
Опоры	регулируемые
Мойка	с мойкой / со смесителем
Блок освещения	с освещением
Блок УФ	без УФ
Тумба	1-секционная
Количество полок в тумбе	2 шт.
Размер	1000×735×1900 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф вытяжной АТ-S51.

Корпус: нержавеющая сталь.

Мойка и столешница из нержавеющей стали, смеситель.

Электрика: тройная розетка с выключателем в комплекте.

Тумба: с 2 распашными дверями из нержавеющей стали и двумя полками из нержавеющей стали.

Вертикальный подвижный экран из ударопрочного стекла в раме с возможностью фиксации на любой высоте.

Диаметр вытяжного фланца для подключения к вытяжной системе 200 мм, расположен по центру верхней крышки шкафа.

Габаритные размеры: 1000×735×1900 мм.