


Шкаф медицинский Артинокс AR-75

ФСЗ 2010/06386

закрытый, для медикаментов / для расходных материалов, материал металл, напольный, нерегулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 500×500×1655 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	500×500×1655 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф AR-75 Артинокс.
Каркас: металл в полимере.
Секции: 2 шт.
Верх: 2 выдвижных ящика.
Низ: 2 выдвижных ящика.
Габаритные размеры: (Ш×Г×В, мм) - 500×500×1655.