

Шкаф медицинский Артинокс AR-81

ФСЗ 2010/06386

закрытый, универсальный, материал металл / стекло,
напольный, регулируемые ножки, без замка, без
сейфа, размеры 460×500×1655 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл / стекло
Характеристика материала	металл в полимере / нержавеющая сталь / стекло
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	460×500×1655 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф AR-81, Артинокс, Беларусь.

Вариант 1:

Каркас: металл в полимере.

Секции: 2 шт.

Верх: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла.

Низ: распашная дверь, 2 полки из стекла. Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×500×1655 мм.

Вариант 2:

Шкаф AR-81.

Корпус: нержавеющая сталь.

Двери: 2 распашные (верхняя - рамка со стеклом). Полки: 4 (2 из стекла).

Опоры: ножки 100 мм с регулировкой высоты. Габаритные размеры: 460×500×1655 мм.