


Шкаф медицинский Артинокс AR-85

ФСЗ 2010/06386

закрытый / витрина, для медикаментов / для расходных материалов, материал металл / стекло, напольный, нерегулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 500×500×1655 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	500×500×1655 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф AR-85 Артинокс.
Каркас: металл в полимере.
Секции: 2 шт.
Верх: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла.
Низ: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла.
Габаритные размеры: (Ш×Г×В): 500×500×1655 мм.