

Шкаф медицинский Артинокс AR-87

ФСЗ 2010/06386

закрытый / витрина, для инструментов / для
медикаментов, материал металл / стекло, напольный,
нерегулируемые ножки, без замка, без сейфа,
размеры 500×500×2070 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	500×500×2070 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф AR-87 Артинокс.
Каркас: металл в полимере.
Секции: 3 шт.
Верхняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла.
Средняя: 4 выдвижных ящика.
Нижняя: 4 выдвижных ящика.
Габаритные размеры: (Ш×Г×В) 500×500×2070 мм.