

Шкаф медицинский Артинокс AR-88

ФСЗ 2010/06386

закрытый / витрина, универсальный, материал металл, напольный, регулируемые / нерегулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 1000×500×1655 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	двухстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	металл в полимере / нержавеющая сталь
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые / нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	1000×500×1655 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф AR-88 Артинокс.
Каркас: нержавеющая сталь / металл в полимере.
Секции: 2 шт.
Верхняя: 2 распашные двери, 2 полки из стекла.
Нижняя: 2 распашные двери, 2 полки из стекла.
Габаритные размеры: (Ш×Г×В) 1000×500×1655 мм.