

Шкаф медицинский Артинокс AR-90

ФСЗ 2010/06386

закрытый / витрина, универсальный, материал металл, напольный, регулируемые / нерегулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 1000×500×2000 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	двухстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	металл в полимере / нержавеющая сталь
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые / нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	1000×500×2000 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф AR-90 Артинокс.

Каркас: нержавеющая сталь / металл в полимере.

Секции: 2 шт.

Верхняя: 2 распашные двери (рамка со стеклом), 2 полки из стекла.

Нижняя: 3 выдвижных ящика.

Габаритные размеры: (Ш×Г×В) 1000×500×2000 мм.