


Зонд урогенитальный Шпатель Эйра Симург

ФСЗ 2007/00494

тип Е – шпатель Эйра

Симург ЗАО, Беларусь




Характеристики

Тип	Е – шпатель Эйра
Исполнение	односторонний

Дополнительные характеристики

Гинекологический шпатель Эйра (зонд урогенитальный тип Е) представляет собой одноразовый инструмент, который состоит из удобной рукоятки, на противоположных концах которой размещены две лопаточки различной формы.



Показания: взятие материала для цитологических, микробиологических исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике.

Характеристики:

- Инструмент позволяет одновременно выполнить взятие материала с поверхности шейки матки и из нижней трети цервикального канала.
- В зависимости от анатомических особенностей шейки матки следует использовать более широкую или узкую лопаточку.
- Стерилизация газовая.