

Шпатель для языка Тумботино Ш-17 изогнутый

ФСР 2010/08235

изогнутый, для отдавливания корня языка, материал металл, длина 94 мм

МИЗ им. М. Горького ОАО, Россия



Характеристики

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Профиль  | изогнутый                    |
| Тип      | для отдавливания корня языка |
| Материал | металл                       |
| Длина    | 94 мм                        |

Описание

Шпатель для языка Тумботино Ш-17 изогнутый, для отдавливания корня языка.