

Шприц инфузионный Vogt Medical

ФСЗ 2010/06850

инфузионный, трехкомпонентный, объем 50 мл / 60 мл, с иглой / без иглы, соединение Луер Лок / для катетера, положение канюли центральное

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия



Характеристики

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Тип              | инфузионный             |
| Исполнение       | трехкомпонентный        |
| Объем            | 50 мл / 60 мл           |
| Игла             | с иглой / без иглы      |
| Соединение       | Луер Лок / для катетера |
| Положение канюли | центральное             |

Дополнительные характеристики

Шприцы большого объема Vogt Medical применяются для проведения различных манипуляций, доступных в различных вариантах исполнения. Подходят для использования в урологии для промывания мочевого пузыря, в гастроэнтерологии для промывания желудка или в интенсивной терапии для введения катехоламинов.

Особенности:

- абсолютно прозрачный цилиндр шприца помогает успешно осуществить контроль за введением медикаментов;
- плавный ход поршня обеспечивает мягкую инъекцию без рывков и боли;
- наличие стопорного кольца снижает риск случайной утечки лекарства;
- эргономичная индивидуальная упаковка шприца упрощает процедуру подготовки к инъекции.