

Шприц инъекционный Tianjin Medic Луер Лок трехкомпонентный

РЗН 2018/7131

инъекционный, трехкомпонентный, объем 3 мл / 5 мл /
10 мл / 20 мл, с иглой, соединение Луер Лок,
положение канюли центральное



Tianjin Medic Medical Equipment Co., Китай

Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприцы безопасные (саморазрушающиеся) одноразовые, трехкомпонентные. Поршень из полипропилена с 2-мя уплотнительными кольцами, снабжен ограничителем хода поршня для предупреждения случайного извлечения поршня из цилиндра. Иглы с трехгранной заточкой, тип крепления к цилиндру Luer-Lock, расположение - центричное. Наличие механизма сцепления поршня с иглодержателем. После введения инъекционных растворов путем втягивания поршня шприца игла с коннектором входит в цилиндр, шток поршня при этом обламывается по специальной насечке. Стерилизован оксидом этилена. Упаковка блистер.