

Шприц инсулиновый FeelTech Feelject Луер / интегрированный

ФСЗ 2012/13432

инсулиновый, трехкомпонентный, объем 0.3 мл / 0.5
мл / 1 мл, с иглой, соединение Луер /
интегрированное, положение канюли центральное

Feel Tech. Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Тип	инсулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	0.3 мл / 0.5 мл / 1 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер / интегрированное
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

- высочайшее качество стали иглы (не расслаивается);
- тонкая игла 30G - 0,3 мм;
- заточка в 2-ух плоскостях;
- покрытие двойным слоем силикона.