

Шприц инфузионный Huaifu Medical Луер Лок 50 мл

ФСЗ 2011/09382

инфузионный, трехкомпонентный, объем 50 мл, с
иглой, соединение Луер Лок, положение канюли
центральное

Zhejiang Huaifu Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	инфузионный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	50 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Гарантийный срок - 3 года со дня изготовления.
Описание: заточка иглы трехгранная лазерная, копьевидная, силиконовое покрытие инъекционной иглы
внутреннее и внешнее, стопорное кольцо внутри цилиндра, стерильная упаковка, уплотнительная манжета на
поршне.