

Шприц Жане МИМ Луер / для катетера 150 мл

ФСР 2010/07459

Жане, трехкомпонентный, объем 150 мл, без иглы,
соединение Луер / для катетера, положение канюли
центральное

МИМ ООО, Россия



Характеристики

Тип	Жане
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	150 мл
Игла	без иглы
Соединение	Луер / для катетера
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприц 150 мл трехдетальный. Резиновая манжета, покрытая силиконом, обеспечивает максимальную плавность хода. Шприц Жане 150 мл с катетерной насадкой может применяться как самостоятельно, так и совместно с зондами и катетерами. Материалы, из которых изготовлен шприц противоаллергичны. Изделие не содержит латекса. Индивидуальная упаковка - блистер. Печать на упаковке отражает полную информацию о продукте. Тест по токсической и гигиенической, санитарной и химической характеристикам отвечает норме. Выдержаны все требования для медицинского изделия данного класса. Стерилизация окисью этилена. Срок годности 5 лет.

Шприц используются в нескольких направлениях:

- отсасывание жидкости из организма;
- промывание полостей пациента;
- проведение энтерального питания;
- внутривенные, внутрибрюшинные и интратрахеальные вливания.