

Шприц инъекционный BD DISCARDIT II

ФСЗ 2011/08974

инъекционный, двухкомпонентный, объем 2 мл / 5 мл /
10 мл / 20 мл, с иглой / без иглы, соединение Луер,
положение канюли краевое / центральное

Becton Dickinson, Испания



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	двухкомпонентный
Объем	2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер
Положение канюли	краевое / центральное

Дополнительные характеристики

- прозрачный цилиндр шприца для превосходной визуализации содержимого;
- плавное скольжение поршня за счет уменьшенной силы скольжения;
- герметичность: шприцы BD Discardit в процессе производства проходят тестирование на соответствие требованиям ISO 7886-1;
- маркировка шкалы: точная градуировка, отвечающая требованиям потребителей;
- стопорное кольцо препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра;
- эргономичный дизайн и удобный упор для пальцев обеспечивают стабильность и комфорт во время постановки инъекции;
- метод стерилизации - этиленоксид;
- стерильные, однократного применения;
- маркировка CE.