

Шприц инфузионный BD PLASTIPAK-AMBER

ФСЗ 2011/08974

инфузионный, трехкомпонентный, объем 50 мл, без
иглы, соединение Луер Лок, положение канюли
центральное

Becton Dickinson, Испания



Характеристики

Тип	инфузионный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	50 мл
Игла	без иглы
Соединение	Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

- резиновый уплотнитель не содержит латекса: полностью устраняет риск аллергических реакций;
- прозрачный цилиндр шприца обеспечивает превосходную визуализацию содержимого;
- четкий жирный шрифт шкалы для более точной дозировки медикаментов;
- специальная силиконовая смазка обеспечивает более плавное и равномерное движение поршня;
- стопорное кольцо препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра;
- BD Luer-Lok - надежное соединение удлинителя или иглы со шприцем исключает протекание;
- метод стерилизации - радиация;
- стерильные, однократного применения;
- маркировка CE;
- повторная стерилизация в автоклаве не допускается.