

Шприц Жане BD PLASTIPAK

ФСЗ 2011/08974

Жане, трехкомпонентный, объем 50 мл / 60 мл / 100 мл, без иглы, соединение Луер Лок, положение канюли центральное

Becton Dickinson, Испания



Характеристики

Тип	Жане
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	50 мл / 60 мл / 100 мл
Игла	без иглы
Соединение	Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

- резиновый уплотнитель не содержит латекса: полностью устраняет риск аллергических реакций;
- прозрачный цилиндр шприца обеспечивает превосходную визуализацию содержимого;
- четкий жирный шрифт шкалы для более точной дозировки медикаментов;
- специальная силиконовая смазка обеспечивает более плавное и равномерное движение поршня;
- стопорное кольцо препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра;
- BD Luer-Lok - надежное соединение удлинителя или иглы со шприцем исключает протекание;
- метод стерилизации - радиация;
- стерильные, однократного применения;
- маркировка CE;
- повторная стерилизация в автоклаве не допускается.