

Шприц инъекционный BD PLASTIPAK

ФСЗ 2011/08974

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл, без иглы, соединение Луер Лок, положение канюли центральное

Becton Dickinson, Испания



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл
Игла	без иглы
Соединение	Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

- резиновый уплотнитель не содержит латекса: полностью устраняет риск аллергических реакций;
- прозрачный цилиндр шприца обеспечивает превосходную визуализацию содержимого;
- четкий жирный шрифт шкалы для более точной дозировки медикаментов;
- специальная силиконовая смазка обеспечивает более плавное и равномерное движение поршня;
- стопорное кольцо препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра;
- BD Luer-Lok - надежное соединение удлинителя или иглы со шприцем исключает протекание;
- метод стерилизации - радиация;
- стерильные, однократного применения;
- маркировка CE;
- повторная стерилизация в автоклаве не допускается.