

Шприц инъекционный Medicare Луер двухкомпонентный

ФСЗ 2012/12144

инъекционный, двухкомпонентный, объем 2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл, с иглой, соединение Луер, положение канюли центральное

Medicare Trade Ltd, Великобритания



Характеристики

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Тип              | инъекционный                       |
| Исполнение       | двухкомпонентный                   |
| Объем            | 2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл |
| Игла             | с иглой                            |
| Соединение       | Луер                               |
| Положение канюли | центральное                        |

Дополнительные характеристики

Используют во всех областях медицины для подкожных, внутримышечных, внутривенных и других инъекций.

Особенности:

- двухкомпонентный шприц, состоит из двух частей: цилиндра и плунжера (толкатель поршня);
- в комплекте игла с алмазной трехгранной заточкой;
- прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой;
- поршень с плунжером изготовлено из синтетического материала, что не вызывает аллергических реакций;
- игла изготовлена из хромоникелевой стали;
- стопорное кольцо;
- не содержит латекс;
- стерильный апиrogenный, нетоксичный;
- для одноразового использования;
- индивидуальная упаковка.