

Шприц Жане Medicare Луер трехкомпонентный 50 мл

ФСЗ 2012/12144

Жане, трехкомпонентный, объем 50 мл, с иглой,
соединение Луер, положение канюли центральное

Medicare Trade Ltd, Великобритания



Характеристики

Тип	Жане
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	50 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприц Жане Medicare Луер трехкомпонентный 50 мл предназначен для промывания внутренних полостей и введения специальных растворов. Для введения питательных веществ различных консистенций или лекарственных средств. Позволяет выполнить плевральный дренаж, аспирацию жидкостей из полостей организма. Шприц так же используются для кормления.

Особенности:

- трехкомпонентной;
- объем: 50 мл;
- прозрачный цилиндр, изготовленный из гомополимеров полипропилена;
- четкая, устойчивая к истиранию шкала;
- стопорное кольцо;
- поршень с плунжером выполнен из синтетического материала, не вызывает аллергических реакций.