

Шприц инъекционный Medicare Луер трехкомпонентный

ФСЗ 2012/12144

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 3 мл /
5 мл / 10 мл / 20 мл, с иглой, соединение Луер,
положение канюли центральное

Medicare Trade Ltd, Великобритания



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Используют во всех областях медицины для подкожных, внутримышечных, внутривенных и других инъекций, Шприцы отличаются плавным и мягким ходом поршня, поэтому им отдают предпочтение в тех отраслях медицины, где необходимо медленное точно дозированное внутривенное введение препаратов.

Особенности:

- трехкомпонентный шприц, состоит из трех частей: цилиндра, резинового поршня и плунжера (толкатель поршня);
- в комплекте игла с алмазной трехгранной заточкой;
- прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой;
- поршень с плунжером изготовлено из синтетического материала, что не вызывает аллергических реакций;
- игла изготовлена из хромоникелевой стали;
- стопорное кольцо;
- не содержит латекс;
- стерильный апиrogenный, нетоксичный;
- для одноразового использования;
- индивидуальная упаковка.