

Шприц инфузионный Momina Krepost трехкомпонентный 50 мл

ФСЗ 2007/00155

инфузионный, трехкомпонентный, объем 50 мл, с
иглой / без иглы, соединение Луер / Луер Лок / для
катетера, положение канюли краевое / центральное

Momina Krepost Corp., Болгария



Характеристики

Тип	инфузионный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	50 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / Луер Лок / для катетера
Положение канюли	краевое / центральное

Дополнительные характеристики

Чистые медицинские полимеры, используемые в изготовлении шприцев, обеспечивают полностью прозрачные корпус и цилиндр, что позволяет четко определить емкость шприца и объем раствора. Цилиндр шприца абсолютно прозрачен, чтобы при введении лекарства можно было контролировать отсутствие воздушных пузырьков (исключается эмболия мелких сосудов), а четко пропечатанная шкала, нанесенная несмываемой краской, и всегда видимое конкретное положение поршня помогают оценивать надлежащий вид лекарственного средства. Безлатексный, полностью синтетический поршень позволяет избежать достаточно часто встречающейся патологии - латексной аллергии.