

Шприц инъекционный BD SoloMed трехкомпонентный

ФСЗ 2011/11301

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 5 мл / 10 мл, с иглой / без иглы, соединение Луер / Луер Лок, положение канюли краевое / центральное

Becton Dickinson, Испания



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 5 мл / 10 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / Луер Лок
Положение канюли	краевое / центральное

Дополнительные характеристики

Шприцы BD SoloMed с разламывающимся поршнем - очередное пополнение линейки инъекционных систем BD с защитой от повторного использования.

Особенности:

- пригоден для использования в любых терапевтических областях;
- блокируется медперсоналом непосредственно после проведения инъекции;
- эффективно предотвращает повторное использование;
- практически не требует изменения привычной техники инъекции и поэтому не влияет на качество проводимой процедуры;
- объем отходов для последующей утилизации такой же, как и у обычных шприцев;
- прозрачный цилиндр для четкой визуализации содержимого и точного набора лекарства;
- качество игл BD Microlance™ для снижения болезненности при инъекции;
- индивидуальная блистерная упаковка.