

Шприц инъекционный Helm Medical HELMJECT Луер

ФСЗ 2008/00033

инъекционный, двухкомпонентный /
трехкомпонентный, объем 2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл, с
иглой, соединение Луер, положение канюли
центральное

Helm Medical GmbH, Германия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	двухкомпонентный / трехкомпонентный
Объем	2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Высокая степень плавности движения поршня, введение лекарственного препарата проводится без «рывков». Прозрачный цилиндр и четкая, устойчивая к стиранию шкала, укомплектованы иглами. Стерильные, одноразового применения.