

Шприц инсулиновый Гемопласт интегрированный 1 мл

ФСЗ 2012/11912

инсулиновый, трехкомпонентный, объем 1 мл, с иглой,
соединение интегрированное, положение канюли
центральное

Гемопласт ПАО, Украина



Характеристики

Тип	инсулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	1 мл
Игла	с иглой
Соединение	интегрированное
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприцы имеют шкалы, позволяющие вводить инсулин U-100, туберкулин и другие лекарственные средства (интервал шкалы 0.01 мл). Шприцы изготавливаются с несъемной иглой, что позволяет полностью исключить «мертвое» пространство. Игла с силиконовым покрытием, наружным диаметром 0.33x13 мм, сверхтонкими стенками и атравматической заточкой. Уплотнение поршня в цилиндре и соединение наконечника шприца с трубкой инъекционной иглы водо- и воздухонепроницаемо. Повышенная плавность хода достигается благодаря эластичной манжете, покрытой силиконовой смазкой. Шприцы упакованы по 10 шт. в блистерную упаковку - удобство для покупателя. Наличие защитного колпачка на игле обеспечивает сохранение стерильности инсулинового шприца после вскрытия упаковки №10.