

Шприц инъекционный Гемопласт Луер трехкомпонентный

ФСЗ 2012/11912

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 3 мл /
5 мл / 10 мл / 20 мл, с иглой, соединение Луер,
положение канюли центральное

Гемопласт ПАО, Украина



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприцы трехкомпонентные - с эластичной манжетой. Корпус шприца из сополимера полипропилена, дающего абсолютную прозрачность. Шприцы имеют присоединительный конус «Луер». Групповая упаковка. Предназначены для подкожного, внутримышечного и внутривенного введения лекарственных средств, а также для отсасывания различных жидкостей из организма. Уплотнение поршня в цилиндре и конусное соединение наконечника цилиндра с головкой инъекционной иглы водо- и воздухонепроницаемо. Шприцы комплектуются тонкостенными иглами производства «Нипро корпорейшн» (Япония) имеющими трехгранную атравматическую лазерную заточку и специальное силиконовое покрытие. Размеры игл: 0.6×25 мм (2-3 мл), 0.7×38 мм (5 мл), 0.8×38 мм (10/20 мл). Возможна комплектация иглами по выбору потребителя. Шприцы могут поставляться без инъекционной иглы.