

Шприц инъекционный Avanti Medical 1 мл

ФСЗ 2012/13010

инъекционный, трехкомпонентный, объем 1 мл, с
иглой, соединение Луер, положение канюли
центральное

Forans Eesti AS, Эстония



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	1 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприц инъекционный Avanti Medical 1 мл предназначен для выполнения стандартных и специальных манипуляций в том числе и инъекций в салонах красоты.

Состав:

- цилиндр, поршень – полипропилен;
- уплотнитель – медицинская резина, не содержащая натуральный латекс;
- смазка – силиконовое масло;
- втулка иглы и защитный колпачок – полипропилен;

Игла: 27G×1/2" (0.40×12 мм)

Крепление иглы к втулке: эпоксидная смола.

Упаковка – 100 шт.