

Шприц инъекционный Avanti Medical

ФСЗ 2012/13010

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл, с иглой, соединение Луер, положение канюли краевое / центральное

Forans Eesti AS, Эстония



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер
Положение канюли	краевое / центральное

Дополнительные характеристики

Шприцы инъекционные Avanti Medical предназначены для выполнения стандартных и специальных манипуляций в том числе и инъекций в салонах красоты.

Состав: шприц: цилиндр, поршень: полипропилен; уплотнитель: медицинская резина, не содержащая натуральный латекс; смазка: силиконовое масло втулка иглы и защитный колпачок: полипропилен; игла: специальная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома и никеля.

Крепление иглы к втулке: эпоксидная смола.

Объем	Игла	В упаковке
2 мл	23G ×1" (0.6×25 мм)	100 шт.
5 мл	21G×1 1/2" (0.8×40 мм) 21G×1 1/2" (0.7×40 мм)	100 шт.
10 мл	21G×1 1/2" (0.8×40 мм)	100 шт.
20 мл	21G×1 1/2" (0.8×40 мм)	50 шт.